

Pour écouter la musique avec un MP3 et sur tout appareil muni d'une prise casque (chaîne hi-fi, lecteur CD, PC, etc....) l'utilisation du système Amplicom NL100 ou NoiZfree est intéressante.

Il suffit de mettre votre processeur sur le programme « bobine magnétique » et de brancher l'un ou l'autre de ces systèmes relié à votre MP3 grâce à l'adaptateur 3,5mmF/ 2,5 mmM (fourni avec le système).



L'utilisation du NoiZfree est également intéressante avec le téléphone portable moyennant que ce téléphone soit équipé de la fiche jack (ce qui est le cas de la majeure partie des téléphones aujourd'hui) pour brancher le système et de mettre le processeur sur son programme « bobine magnétique ». Utiliser le téléphone portable de cette manière s'avère plus confortable en milieu très bruyant car on a possibilité d'être coupé des bruits alentours ou de les atténuer car c'est bien essentiellement cela qui gêne la compréhension.

Exemple : si j'écoute la musique avec mon téléphone (C5 Nokia) en utilisant NoiZFree dès que j'ai un appel téléphonique la musique s'arrête seule pour pouvoir prendre l'appel et je retrouve la musique lorsque j'arrête l'appel. Sur mon programme bobine magnétique je dispose actuellement du pourcentage 100% bobine magnétique (on choisit le pourcentage avec le régleur), ce qui me permet de couper complètement les bruits alentours. Seul inconvénient je n'entend plus ma voix et cela me dérange un peu. Je vais prochainement remédier à ce problème en optant le pourcentage (95 -5) ce qui signifie que disposerait de 95% pour l'écoute avec la bobine magnétique et 5% pour les bruits qui m'entourent.

Ces 2 systèmes (NoiZfree ou collier Amplicom) peuvent également s'utiliser avec la TV.



Portable + NoiZfree avec l'adaptateur