




















Aides techniques Advanced Bionics

PROCESSEUR	TV & ORDINATEUR	SMARTPHONE	CONFÉRENCE & RÉUNION
Naída CI Q90 AA Naída Link Q	Compilot & TV Link 	Compilot (le produit n'est plus vendu) 	Récepteur et Microphones Roger 
	Récepteur et Microphones Roger 	EasyCall (le produit n'est plus vendu) 	
	CI Connect + TV Connector 	CI Connect 	RemoteMic (le produit n'est plus vendu) 
Gamme Marvel Naída CI M Sky CI M AA Marvel Link Naída Link M Sky Link M	Connectivité Bluetooth intégrée compatible avec l'ensemble des dispositifs Bluetooth	Connectivité Bluetooth intégrée compatible avec l'ensemble des dispositifs Bluetooth.	Microphones Roger (le récepteur Roger n'est pas nécessaire) 
	TV Connector 		
	Microphones Roger (le récepteur Roger n'est pas nécessaire) 		PartnerMic 
Neptune		Récepteur et Microphones Roger 	

* Liste non-exhaustive des téléphones compatibles :
<https://www.advancedbionics.com/ca/fr/ask/s/ab-remote-app-compatibility>















Aides techniques Cochlear

PROCESSEUR	TV & ORDINATEUR	SMARTPHONE	CONFÉRENCE & RÉUNION
Nucleus 6 CP910-CP920	TV Streamer ou Mini Mic 2+ 	Phone Clip  <small>* Liste non-exhaustive des téléphones compatibles : https://www.cochlear.com/apps/fr/sound-processor-and-app/compatibility</small>	Mini Mic 2+ 
Kanso CP950	TV Streamer ou Mini Mic 2+ 	Phone Clip 	Mini Mic 2+ 
Nucleus 7 CP1000 Nucleus 8 CP1110	TV Streamer ou Mini Mic 2+ 	Phoneclip ou streaming direct avec un téléphone compatible*  <small>* Liste des téléphones compatibles : https://www.cochlear.com/apps/fr/sound-processor-and-app/compatibility</small>	Mini Mic 2+ 
Kanso 2 CP1150	TV Streamer ou Mini Mic 2+ 	Phoneclip ou streaming direct avec un téléphone compatible*  <small>* Liste des téléphones compatibles : https://www.cochlear.com/apps/fr/sound-processor-and-app/compatibility</small>	Mini Mic 2+ 



















Aides techniques Cochlear Vallauris*

*Ex Oticon Medical

PROCESSEUR	TV & ORDINATEUR	SMARTPHONE	CONFÉRENCE & RÉUNION
Saphyr Neo Sp ou Cx	Artone 3 Max (activer la Telecoil dans les réglages) 	Artone 3 Max (activer la Telecoil dans les réglages) 	Récepteur et Microphones Roger (activer la prise auxiliaire dans les réglages) 
	Artone Tvb 		
	Récepteur et Microphones Roger (activer la prise auxiliaire dans les réglages) 	Systèmes à induction (activer la Telecoil dans les réglages)	Systèmes à induction (activer la Telecoil dans les réglages)
Neuro 2	Streamer XM 	Streamer XM en mode Bluetooth 	Streamer XM + Possibilité d'utiliser la Telecoil intégrée au Streamer XM pour les systèmes à boucle à induction 
	Adaptateur TV Connectline 		Microphone Connect Line 
	Connexion d'un récepteur Roger X sur le Streamer XM avec un émetteur Roger 		Connexion d'un récepteur Roger X sur le Streamer XM avec un émetteur Roger 



Aides techniques MED-EL

PROCESSEUR	TV & ORDINATEUR	SMARTPHONE * Liste non-exhaustive des téléphones compatibles : https://www.medel.com/fr/hearing-solutions/accessories/connectivity/audiostream#Compatibility	CONFÉRENCE & RÉUNION
Sonnet 1 & Sonnet 2	AudioLink & base 	AudioLink & couvercle Audiostream 	AudioLink en mode microphone 
	Boucles magnétiques Bluetooth ou non 	Boucles magnétiques Bluetooth ou non 	Couvercle FM (nécessite un câble audio ou un émetteur FM) 
	Couvercle FM (nécessite un câble audio ou un émetteur/récepteur FM) 	Couvercle FM (nécessite un câble audio ou un émetteur FM) 	
	Couvercle Roger™ 21 (nécessite un récepteur FM) 	Couvercle Roger™ 21 (nécessite un récepteur FM) 	Couvercle Roger™ 21 (nécessite un récepteur FM) 
Rondo 3	AudioLink & base 	AudioLink 	AudioLink en mode microphone 
	Boucles magnétiques Bluetooth ou non 	Adaptateur AudioStream pour RONDO 3 	
		Boucles magnétiques Bluetooth ou non 